



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАБОРУ МАЗКА З РОТОГЛОТКИ

Забір мазка проводиться натщесерце або не раніше, ніж через 2-4 год після прийому їжі.

Матеріал слід забирати сухими стерильними тампонами із віскози або дакрону на пластиковій основі обертальними рухами з поверхні мигдаликів, піднебінних дужок і задньої стінки ротоглотки.

Після отримання матеріалу робочу частину тампону помістити в стерильну одноразову пробірку з кришкою об'ємом 1,5-2,0 мл із транспортним середовищем в об'ємі 0,5 мл. Занурити робочу частину тампону в транспортне середовище, обережно обломити пластиковий стрижень на відстані не більше 0,5 см від робочої частини, залишити робочу частину у транспортному середовищі.

Пробірку щільно закрити кришкою, не допускаючи щілини і заминання внутрішньої частини кришки, та промаркувати.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ

При $t +18 \dots 22 \text{ }^\circ\text{C}$ впродовж 6 год.

При $t +2 \dots 8 \text{ }^\circ\text{C}$ впродовж 3 діб

При $t -20 \text{ }^\circ\text{C}$ впродовж 1 тижня

Залишилися запитання?

Телефонуйте до фахівців нашої лабораторії (з 8:00 до 16:00): (032) 260-17-17.